

MULTISIZER



ČESKY Měřič prstů Multisizer je obyčejný plastový pásek. Jednoduše protáhněte jeden konec sponou, vytvořte prsten a nasadte jej na prst. Nastavte tak, aby pohodlně seděl a šlo jej snadno sundat; následně odečtěte zobrazenou velikost na míře (obvod prstu v milimetrech).

POLSKI Multisizer działa jak pasek. Przelóż jego końcówkę przez klamrę, aby uzyskać kształt pierścionka. Włóż Multisizer na palec. Dopasuj go tak, aby dobrze leżał i sprawdź, czy można go swobodnie przesunąć nad kostką. Po dopasowaniu odczytaj wskazany rozmiar.

РУССКИЙ Определитель размера кольца работает также как обычный ремень. Конец определителя просовывается во второй конец с пряжкой, образуя петлю. Петля надевается на палец, после чего затягивается до нужного размера – при этом образовавшаяся петля должна свободно проходить обратно через сустав пальца. После настройки наилучшего размера петли, размер кольца определяется по шкале определителя.

ESPAÑOL El Multisizer es como un cinturón. Sólo tiene que introducir el extremo por la hebilla y crear una especie de anillo. Póngase el Multisizer en el dedo. Ajústelo hasta que esté cómodo, asegurándose de que pasa sin problemas por la articulación del dedo. Cuando encuentre la medida adecuada, lea la talla indicada.